

Entra en la web es.zhermack.com para obtener más información sobre estos productos.



elite[®] LC tray **ROUND**

DISEÑADO PARA SER EFICIENTE



Light Curing Tray Material

Ésta es la versión "ROUND" de la línea **elite[®] LC tray**, el fruto del know-how de una década de Zhermack en la producción de placas ftopolimerizables.

Las placas **elite[®] LC tray ROUND** presentan una **forma ergonómica innovadora**, estudiada para reducir al mínimo el material excesivo tras efectuar el tratamiento.

Así el protésico dental ya no tiene que preocuparse de los restos con lo que ahorra tiempo y evita derroches.

elite[®] LC tray ROUND es, por consiguiente, el producto ideal para los laboratorios que buscan placas ergonómicas medianas y **optimizadas para aumentar la eficiencia**.



Ventajas

- Forma ergonómica para reducir los restos
- Contracción imperceptible después de la polimerización
- Manipulación sencilla sin pegarse a las manos
- Dureza y rigidez estudiadas para facilitar el acabado
- Grosor ideal para aplicaciones múltiples
- Vida en almacenaje 3 años

APLICACIONES



Cubetas individuales y funcionales



Placas de oclusión



Bases para montar dientes
y/o fijación de dispositivos de
registro



Bloqueo de coronas telescópicas o
secundarias

Datos técnicos

Tiempo de polimerización	3' - 5'
Grosor	2,4 mm*
Dureza a 1' (Shore D)	80 Shore D
Polimerización	luz UV (350-400 nm) o halógena (420-480 nm)

* tolerancia +/- 0,1 mm

Envasado

D500050	Elite® LC Tray ROUND White (50 un.)
D500052	Elite® LC Tray ROUND Pink (50 un.)
D500054	Elite® LC Tray ROUND Blue (50 un.)

BRANCHES

GERMANY
Zhermack GmbH
Deutschland
Öhlmühle 10 - D-49448 Marl
Tel. +49 - 0 54 43 / 20 33 - 0
Fax +49 - 0 54 43 / 20 33 - 11
info@zhermack.de
www.zhermack.com

POLAND
Zhermapol Sp. z o.o.
ul. Augustówka 14
02 - 981 Warszawa - Polska
Tel. +48 - 22 858 82 72
+48 - 22 858 73 41
Fax +48 - 22 642 07 14
biuro@zhermapol.pl
www.zhermapol.pl

USA
Zhermack Inc.
P.O. Box 4195, River Edge
New Jersey 07661 - 4195
Tel. +1 - (877) 819 6206
+1 - (732) 389 8540
Fax +1 - (732) 389 8543
info@zhermackusa.com
www.zhermackusa.com

COUNTRY CONTACTS

UK AND IRELAND
Tel. +44 - (0)7860 346 129
uk@zhermack.com

SPAIN
Tel. +34 - 900 99 39 52
info.spain@zhermack.com

TURKEY
Tel. +90 533 76 44 955
info.turkey@zhermack.com

FRANCE
Tel. +33 - 0800 915 083
info.france@zhermack.com

RUSSIA
Tel. +7 - 916 930 1191
info.russia@zhermack.com

MEXICO AND CENTRAL AMERICA
Tel. +52 - 1 55 919 804 97
info.mexico@zhermack.com

SOUTH AMERICA
Tel. +57 - 310 2601 777
info.colombia@zhermack.com

Zhermack SpA

Via Bovazecchino, 100 - 45021 Badia Polesine (RO) ITALY
Tel. +39 - 0425 597611 Fax +39 - 0425 53596 info@zhermack.com www.zhermack.com