

Nueva Línea de Desinfección y Esterilización Zhermack

La experiencia adquirida en el campo de la desinfección y esterilización en frío de los dispositivos médico-quirúrgicos ha permitido a Zhermack desarrollar una línea completamente renovada de productos de amplio espectro de acción para la consulta dental y el laboratorio protésico.

Zeta 1 ultra, para la detersión y desinfección de alto nivel del instrumental odontológico quirúrgico y rotante, incluidos los más delicados (bisturí, pinzas, pincitas, fresas, espejos, sondas, etc.).

Activo en los virus (incluidos HIV, HBV HCV), bacterias, hongos y bacilos tubercúlides.

Zeta 2 sporex, para la detersión y desinfección de alto nivel y la esterilización química en frío de los instrumentos que no pueden ser esterilizados en autoclave. Tiene un campo de acción que comprende virus (incluidos HIV, HBV HCV), bacterias, hongos y bacilos tubercúlides y esporas.

Zeta 2 enzyme, explica la actividad de detersión enzimática y la desinfección de alto nivel del instrumental odontológico antes del tratamiento de esterilización, en autoclave o químico en frío.

Activo en los virus (incluidos HIV, HBV HCV), bacterias, hongos y bacilos tubercúlides

Zeta 3 ultra, para la rápida desinfección de alto nivel y limpieza entre un paciente y el otro de las superficies de los dispositivos médicos (reposabrazos, repisas, sillas, contra-ángulos, porta-instrumentos, porta-películas, manillas de las lámparas, lavabo del sillón dental, etc.)

Activo en los virus (incluidos HIV, HBV HCV), bacterias, hongos y bacilos tubercúlides

Zeta 3 soft, para la rápida desinfección de alto nivel y limpieza entre un paciente y el otro de las superficies de los dispositivos médicos (reposabrazos, repisas, sillas, contra-ángulos, porta-instrumentos, porta-películas, manillas de las lámparas, lavabo del sillón dental, etc.) La particular formula, sin sales de amonio cuaternario y con un bajo porcentaje de alcohol, hace de Zeta 3 soft poco agresivo para las vías aéreas y no provoca somnolencia.

Activo en los virus (incluidos HIV, HBV HCV), bacterias, hongos y bacilos tubercúlides

Zeta 3 foam, para la rápida desinfección de alto nivel y limpieza entre un paciente y el otro de las superficies de los dispositivos médicos (reposabrazos, repisas, sillas, contra-ángulos, porta-instrumentos, porta-películas, manillas de las lámparas, lavabo del sillón dental, etc.). Particularmente aconsejado para la desinfección de superficies delicadas.

Activo en los virus (incluidos HIV, HBV HCV), bacterias, hongos y bacilos tubercúlides

Zeta 3 wipes, para la rápida desinfección de alto nivel y limpieza entre un paciente y el otro de las superficies de los dispositivos médicos (reposabrazos, repisas, sillas, contra-ángulos, porta-instrumentos, porta-películas, manillas de las lámparas, etc.). Por su particular formula, las toallitas de Zeta 3 wipes están dermatológicamente testadas.

Activo en los virus (incluidos HIV, HBV HCV), bacterias, hongos y bacilos tubercúlides

Zeta 4 wash, actúa como detergente y desodorante para todas las superficies lavables como lavabos, baños, baldosas, suelos, en los hospitales, clínicas, gabinetes dentales y laboratorios



protésicos. A base de tenso-activos catiónicos y no iónicos, limpia rápidamente y a fondo, respetando materiales como goma, madera, porcelanas, cerámicas, esmaltes y metales. Zeta 4 wash es biodegradable mas del 90%, no es espumoso y limita los procesos fermentativos.

Zeta 5 unit, para los componentes y los tubos de las instalaciones de aspiración, usando cuotidianamente previene la formación de biofilm. Zeta 5 unit desodorante y desinfectante concentrado sin aldehídos, no espumosos, específico para los circuitos de aspiración. Activo en los virus (incluidos HIV, HBV HCV), bacterias, hongos y bacilos tubercúlides

Zeta 6 hydra, para la detersión frecuente de las manos y enriquecido con sustancias nutrientes, protectoras e hidratantes que respetan la piel y contribuyen a prevenir las irritaciones.

Zeta 7 solution, para la rápida desinfección de alto nivel de impresiones en silicona, alginato, poliéster y polisulfuro, respetando las características de estabilidad dimensional y de compatibilidad con los yesos. Zeta 7 solution es un desinfectante concentrado sin aldehídos con amplio campo de acción, puesto a punto y testado según las nuevas normas europeas validadas en la desinfección. Activo en los virus (incluidos HIV, HBV HCV), bacterias, hongos y bacilos tubercúlides

Zeta 7 spray, para la rápida desinfección de alto nivel de impresiones en silicona, alginato, poliéster y polisulfuro, respetando las características de estabilidad dimensional y de compatibilidad con los yesos. Zeta 7 spray es un desinfectante concentrado sin aldehídos con amplio campo de acción, puesto a punto y testado según las nuevas normas europeas validadas en la desinfección. Activo en los virus (incluidos HIV, HBV HCV), bacterias, hongos y bacilos tubercúlides

Todos los productos que componen la gama Zeta respetan las normativas europeas más restrictivas en el campo de la desinfección y de la esterilización; la marca CE, en definitiva, asegura la conformidad a las disposiciones de la Directiva 93/42/CEE concerniente a los dispositivos médicos.

Los protocolos de investigación adoptados nos han consentido llegar a una relación ideal eficacia-tiempo en el pleno respeto del operador y del ambiente.

Zhermack SpA

Via Bovazecchino 100
45021 Badia Polesine RO - Italy
Tel. 0425 597611
Fax 0425 53596
e-mail: info@zhermack.com
www.zhermack.com