

Nuevo sistema de mezcla 5:1


Una patente de Zhermack

Piense en una solución que simplifica y hace la mezcla más rápida para todos los materiales para impresiones Zhermack en cartuchos de 380 ml, un sistema patentado, que le hará optimizar el trabajo de cada día, porque une 3 innovaciones en una:

- El nuevo cartucho Maxi 380 ml
- La nueva punta dinámico-estática
- El nuevo traba puntas, para una fijación rápida y segura



**INTUITIVO Y SEGURO
CADA VEZ**



La punta dinámico-estática para una mezcla perfecta sin desperdiciar el material:

- Reduce del 20% el desperdicio de material, si comparada con las tradicionales puntas de mezcla*
- No sobrecalenta el material manteniendo inalterada su reactividad

* Fuente: test internos de Zhermack



Nuevo sistema de fijación rápida y segura.

El nuevo traba puntas simplifica la operación de fijación, evitando la salida de la silicona no todavía mezclada.

Clinical
5:1 Mixing System

Zhermack[®]
CLINICAL

Siliconas- A disponibles en el formato Maxi en proporción 5:1

hydrorise®



La nueva silicona-A HIPERHIDROFILICA de Zhermack

Código	Confecciones	
C207040	HYDRORISE MAXI MONOPHASE NORMAL SETTING	2 x 380 ml
C207060	HYDRORISE MAXI MONOPHASE NORMAL SETTING	6 x 380 ml
C207041	HYDRORISE MAXI MONOPHASE FAST SETTING	2 x 380 ml
C207061	HYDRORISE MAXI MONOPHASE FAST SETTING	6 x 380 ml
C207042	HYDRORISE MAXI HEAVY BODY NORMAL SETTING	2 x 380 ml
C207062	HYDRORISE MAXI HEAVY BODY NORMAL SETTING	6 x 380 ml
C207043	HYDRORISE MAXI HEAVY BODY FAST SETTING	2 x 380 ml
C207063	HYDRORISE MAXI HEAVY BODY FAST SETTING	6 x 380 ml
C207044	HYDRORISE MAXI PUTTY NORMAL SETTING	2 x 380 ml
C207064	HYDRORISE MAXI PUTTY NORMAL SETTING	6 x 380 ml
C207045	HYDRORISE MAXI PUTTY FAST SETTING	2 x 380 ml
C207065	HYDRORISE MAXI PUTTY FAST SETTING	6 x 380 ml

colorise®
THERMOCHROMIC



La silicona-A termocrómica que utiliza el sistema patentado CHROMATIME TECHNOLOGY

Código	Confecciones	
C205200	COLORISE MAXI MONOPHASE FAST SETTING	2 x 380 ml
C205202	COLORISE MAXI MONOPHASE FAST SETTING	6 x 380 ml
C205210	COLORISE MAXI HEAVY BODY FAST SETTING	2 x 380 ml
C205212	COLORISE MAXI HEAVY BODY FAST SETTING	6 x 380 ml
C205220	COLORISE MAXI PUTTY FAST SETTING	2 x 380 ml
C205222	COLORISE MAXI PUTTY FAST SETTING	6 x 380 ml
C205230	COLORISE BLUE MAXI HEAVY BODY FAST SETTING	2 x 380 ml
C205232	COLORISE BLUE MAXI HEAVY BODY FAST SETTING	6 x 380 ml

elite HD+®
HYDROPHILIC



La silicona-A que combina Hidrófilia y NANOTECNOLOGIA

Código	Confecciones	
C202300	ELITE HD+ MAXI MONOPHASE (MEDIUM BODY) NORMAL SETTING	2 x 380 ml
C202310	ELITE HD+ MAXI MONOPHASE (MEDIUM BODY) NORMAL SETTING	6 x 380 ml
C202320	ELITE HD+ MAXI TRAY MATERIAL (HEAVY BODY) FAST SETTING	2 x 380 ml
C202330	ELITE HD+ MAXI TRAY MATERIAL (HEAVY BODY) FAST SETTING	6 x 380 ml
C202340	ELITE HD+ MAXI PUTTY NORMAL SETTING	2 x 380 ml
C202350	ELITE HD+ MAXI PUTTY NORMAL SETTING	6 x 380 ml
C202360	ELITE HD+ MAXI PUTTY FAST SETTING	2 x 380 ml
C202370	ELITE HD+ MAXI PUTTY FAST SETTING	6 x 380 ml

freealgin®



La silicona-A utilizada como sustituto del alginato

Código	Confecciones	
C300100	FREEALGIN MAXI FAST SETTING	2 x 380 ml
C300102	FREEALGIN MAXI FAST SETTING	6 x 380 ml

Dependiendo del país algunos productos pueden no estar disponibles.

Para mayor información acerca de los nuevos productos Zhermack visite nuestra página web: www.zhermack.com

Branch
Zhermack GmbH Deutschland
Öhlmühle 10 - D-49448 Marl
Tel. +49 - 0 54 43 / 20 33 - 0
Fax +49 - 0 54 43 / 20 33 - 11
info@zhermack.de
www.zhermack.com

Branch
Zhermapol
ul. Augustówka 14
02 - 981 Warszawa - Polska
Tel. +48 - 22 858 82 72 - 858 73 41
Fax +48 - 22 642 07 14
zhermapol@zhermapol.pl
www.zhermack.com

Branch
Zhermack Inc.
151 Industrial Way East Bldg B
Eatontown, NJ 07724
Phone +1 - 732 389 8540
Fax +1 - 732 389 8543
info.usa@zhermack.com
www.zhermack.com

Representative Office
Zhermack UK and Ireland
21 Balmoral Road
Melton Mowbray - Leics.
LE13 1JN
Tel. +44 (0)7870 690811
uk@zhermack.com
www.zhermack.com

Representative Office
Zhermack Russia
5/2 Marshala Vasilevskogo St.
123098 Moscow - Russia
Tel. +7 916 9301191
info.russia@zhermack.com
www.zhermack.com

Zhermack SpA
Via Bovazecchino, 100 - 45021 Badia Polesine (RO) ITALY
Tel. +39 - 0425 597611 Fax +39 - 0425 53596 info@zhermack.com www.zhermack.com

Zhermack®
BEYOND INNOVATION